

Link do produktu: <https://lrmarket.pl/lr-zeitgard-anti-age-system-serum-pod-oczy-30ml-p-287.html>



LR ZEITGARD Anti-Age System Serum pod oczy 30ml

Cena brutto Partnera	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	71000
Producent	LR Health & Beauty

Opis produktu

Serum pod oczy

Zeitgard 2 - element kompleksowego programu anti-age - to kolejny milowy krok firmy LR w obszarze pielęgnacji skóry. Dzięki połączeniu kosmetyki aparatywnej i manualnej hasło „ZEITGARD - for timeless beauty” nabiera nowego znaczenia. Celem jest aktywacja naturalnych procesów metabolizmu w skórze.

Z uwagi na czynniki indywidualne (zbyt mało snu, nikotyna, stres, niewłaściwa dieta, promieniowanie słoneczne itd.) oraz naturalny proces starzenia powstawanie zmarszczek i utrata gładkiej skóry wydają się nieuniknione. Pomocny okazuje się ZEITGARD 2. Przy użyciu tradycyjnej, manualnej aplikacji produktów anti-age jesteśmy w stanie dotrzeć tylko do zewnętrznej warstwy skóry, czyli naskórka (epidermis), podczas gdy połączenie produktów pielęgnacyjnych i urządzenia kosmetycznego pozwala przeniknąć do głębszych warstw skóry. Aby możliwa była regeneracja skóry, działanie powinno obejmować skórę właściwą (dermis), która stanowi centrum kolagenu i elastyny, czyli substancji zapewniających elastyczność i wzmacniających skórę.

Skóra wokół oczu jest cienka i bardziej narażona na powstawanie zmarszczek. Lekka, delikatna formuła serum szybko się wchłania. Serum jest wydajne (wystarczy minimalna ilość) oraz odpowiednie do każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn.

Sposób użycia:

1. Nałóż na opuszki palców kroplę serum.
2. Przy zamkniętych powiekach, opuszkami palców delikatnie rozprowadź serum na skórze pod oczami oraz na skroniach. Warstwa serum umożliwia prowadzenie urządzenia ZEITGARD
3. Uruchoń urządzenie ZEITGARD 2 krótkim naciśnięciem przycisku. Włącza się tryb ciepła (zapala się czerwona lampka). W okolicy oczu nie zaleca się stosowania funkcji masażu (wibracji). Prowadź urządzenie powoli 5x w jedną i w drugą stronę, łącznie przez 5 sekund.
4. W podobny sposób użyj urządzenia ZEITGARD 2 w trybie zimna (niebieska lampka).

Składniki: specjalna kompozycja substancji czynnych Patch H2O oraz Ultra Filling Spheres zapewnia delikatnej skórze wokół oczu nawilżenie, zwiększa napięcie i elastyczność. Patch H2O zawiera naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy, który znajduje się w tkance łącznej i ma decydujące znaczenie dla nawilżenia skóry. Kwas hialuronowy wiąże nawet 600-krotną ilość wody. Jest to ważne dla regeneracji i pielęgnacji skóry, ponieważ dzięki nawilżeniu można poprawić elastyczność skóry i zapobiegać powstawaniu zmarszczek na skutek przesuszenia.

Ultra Filling Spheres można sobie wyobrazić jako małe kuleczki: początkowo puste cząsteczki są w stanie wchłoniąć wilgoć jak gąbka i zwiększyć objętość. Dzięki temu zmarszczki są wypełniane, a skóra sprawia wrażenie ujędrnionej, gładziej, bardziej elastycznej i świeżej.

Cały system składa się z:

